

الأوتوكلاف (جهاز التعقيم بالبخر)



جهاز تعقيم بالبخر من الاستانلس ستيل مزود بأنظمة أمان للضغط والحرارة، للمستشفيات والعيادات والمعامل والمصانع.

أنظمة الأمان والمميزات الرئيسية

- نظام إيقاف تلقائي عند ارتفاع درجة الحرارة أو الضغط
- صمام أمان لتخفيف الضغط والحماية منه
- غرفة تعقيم من الاستانلس ستيل عالي الجودة
- توزيع منتظم للحرارة داخل الغرفة
- هيكل متين مصمم للتشغيل المستمر

التطبيقات

- للمستشفيات ومراكز الجراحة
- للمعامل الطبية والبحثية
- منشآت التصنيع الدوائي
- مؤسسات البحث العلمي
- عمليات التعقيم الصناعية التي تتطلب دقة عالية

الموديلات والمواصفات

الموديل	السعة (لتر)	نظام التحكم	درجة حرارة التعقيم (°م)	ضغط التشغيل	زمن الدورة	القدرة (كيلووات)	مصدر الكهرباء
CLX20	20	يدوي	126	0.16-0.14 ميغاباسكال	15-30 دقيقة	2	220 فولت / 50 هرتز
CLX35	35	رقمي	126	0.16-0.14 ميغاباسكال	20-40 دقيقة	3	220 فولت / 50 هرتز

الموديل	السعة (لتر)	نظام التحكم	درجة حرارة التعقيم (م°)	ضغط التشغيل	زمن الدورة	القدرة (كيلووات)	مصدر الكهرباء
CLX75	75	رقمي	137	2.5 بار	25-50 دقيقة	4.5	220 فولت / 50 هرتز
CLX100	100	رقمي	137	2.5 بار	30-60 دقيقة	6	220 فولت / 50 هرتز

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة • ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين • عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان