

حمام جاف (Dry Bath)



بلوك تسخين بدون مياه لأنابيب الاختبار، بفتحات 13 × 15 مم و 12 × 11 مم.

المميزات الرئيسية

- كتلة تسخين بمقاسين تناسب أقطارًا مختلفة لأنابيب الاختبار
- تسخين جاف سريع ومنتظم دون مياه أو سوائل
- نظام تحكم رقمي مع شاشة واضحة لدرجة الحرارة
- نظام حماية مدمج من ارتفاع الحرارة لتشغيل آمن
- تصميم صناعي مدمج وسهل الصيانة
- أداء تسخين مستقر ودقيق للتطبيقات الحساسة
- تصنيع محلي مع دعم فني موثوق وخدمة ما بعد البيع

التطبيقات

- البيولوجيا الجزيئية وتجهيز عينات الحمض النووي (DNA)
- العامل الكيميائية والدوائية
- التحاليل في العامل الإكلينيكية والطبية
- تحضير العينات وعمليات التسخين للتحكم فيها
- العامل التعليمية والبحثية

كلمة لابكس تك

في لابكس تك نطور حلول تسخين معملية متقدمة تجمع بين الدقة والاعتمادية والمتانة، ونقدم العامل بأنظمة تحكم حراري عالية الكفاءة مصممة للتطبيقات العلمية الاحترافية.

الموديلات والمواصفات

الموديل: حمام جاف (Dry Bath)

المواصفة	القيمة
عدد الفتحات	إجمالي الفتحات: 27 فتحة - 15 فتحة - 13 قطر مم - فتحات - قطر 11 مم
نطاق درجة الحرارة	من درجة حرارة الغرفة حتى 100°م
دقة درجة الحرارة	±2°م
وحدة التحكم	وحدة تحكم رقمية في درجة الحرارة بنظام PID
خامة كتلة التسخين	ألومنيوم معالج حراريًا لتوزيع منتظم للحرارة
الهيكل الخارجي	معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا مقاوم للتآكل
زمن التسخين	يصل إلى أقصى درجة حرارة في أقل من 15 دقيقة
مصدر الكهرباء	220 فولت / 50-60 هرتز
القدرة (وات)	300
بلد المنشأ	صُنع في مصر - لابس تك

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان