

جهاز قياس نقطة الوميض



جهاز قياس نقطة الوميض بطريقة الكأس المفتوح حتى 350 درجة مئوية لاختبار السوائل القابلة للاشتعال بأمان ودقة.

المميزات الرئيسية

طريقة الاختبار

- طريقة الكأس المفتوح (مطابقة لمعيار ASTM D92)
- دقة عالية لمختلف السوائل البترولية والكيميائية

نطاق درجة الحرارة

- يقيس حتى 400°م
- مناسب لمجموعة واسعة من المواد القابلة للاشتعال والاحتراق

نظام الإشعال

- نظام إشعال بالغاز لتوليد لهب مستقر وموثوق
- يضمن ظروف اختبار ثابتة

نظام الأمان

- آليات حماية مدمجة
- مصمم لتقليل المخاطر أثناء التشغيل

سهولة التشغيل

- واجهة تحكم بسيطة وسهلة الاستخدام
- شاشة رقمية لتابعة دقيقة لدرجة الحرارة

التطبيقات

- اختبار المنتجات البترولية

- تحليلات السلامة في الصناعات الكيميائية
- مراقبة الجودة الصناعية
- معامِل البيئة والسلامة

كلمة لابكس تك

في لابكس تك نطوّر أجهزة اختبار متقدمة تجمع بين الدقة الهندسية والأمان والاعتمادية، لتقديم نتائج موثوقة في التطبيقات الصناعية والعملية الحرجة.

الموديلات والمواصفات

الموديل: FP-7LX

المواصفة	القيمة
طريقة الاختبار	الكأس للفتوح (ASTM D92)
نظام الإشعال	إشعال بالغاز
أقصى درجة حرارة (°م)	400
شاشة التحكم	رقمية
مصدر الكهرباء	220 فولت / 50 هرتز

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة • ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين • عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان