

حضانة معملية (Incubator)



بيئة حرارية مستقرة ودقيقة لتحضين العينات، بغرفة داخلية من الاستانلس ستيل.

مواصفات التصنيع

- الغرفة الداخلية:
 - الهيكل الخارجي:
 - نظام التحكم:
 - الدائرة الكهربائية ودائرة التشغيل:
 - سهولة الصيانة:
 - الضمان:
- مصنوعة من الاستانلس ستيل عالي الجودة للمتانة والنظافة وسهولة التنظيف.
مصنوع من الصاج للجلفن المطلي بدهان بودرة إلكتروستاتيك لمقاومة فائقة للتآكل والصدأ.
وحدة تحكم PID متقدمة بمعالج دقيق وشاشة رقمية دقيقة لدرجة الحرارة.
مصممة ومصنعة بواسطة لابكس تك لتشغيل مستقر وموثوق على المدى الطويل.
الأسطح الداخلية للمساء والتصميم سهل الوصول ييسر تنظيف والصيانة.
ضمان من الشركة المصنعة لمدة عامين مع توفر قطع الغيار الأصلية

المميزات الرئيسية

- تحكم دقيق في درجة الحرارة بنظام PID لتشغيل دقيق ومستقر
- توزيع منتظم للحرارة في كامل الغرفة لنتائج ثابتة
- تصميم متين وعملي بغرفة داخلية من الاستانلس ستيل وهيكل خارجي مطلي
- مؤقت رقمي حتى 99 ساعة و59 دقيقة
- مناسبة لتطبيقات معملية وبحثية متعددة
- اعتمادية تشغيل عالية بدوائر تحكم من تصميم لابكس
- عمر تشغيل طويل مع مقاومة للحرارة والتآكل والتشغيل المستمر

التطبيقات

- الميكروبيولوجي وتحضين الكائنات الدقيقة
- تحضين عينات العامل الطبية
- العامل التعليمية والجامعات
- العامل الصناعية ومراكز الأبحاث

• تطبيقات التسخين والتجفيف العملية

كلمة لابكس تك

في لابكس تك نطور حلول تسخين معملية متقدمة تجمع بين الدقة والاعتمادية والمتانة، وندعم العامل بأنظمة تحكم حراري عالية الكفاءة مصممة للتطبيقات العلمية الاحترافية.

الموديلات والمواصفات

الموديل	السعة (لتر)	المقاس الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	المقاس الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	عدد الأرفف	نطاق درجة الحرارة	القدرة (وات)	وحدة التحكم
INC-20LX	20	25 × 25 × 32	40 × 40 × 52	1	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	100	رقمية
INC-40LX	40	30 × 30 × 40	45 × 45 × 62	2	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	150	رقمية
INC-60LX	60	37 × 37 × 45	54 × 60 × 100	2	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	150	رقمية
INC-100LX	100	45 × 45 × 50	60 × 65 × 115	3	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	250	رقمية
INC-250LX	250	55 × 55 × 83	75 × 75 × 135	4	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	400	رقمية
INC-1000LX	1000	65 × 65 × 118	85 × 85 × 170	5	من درجة حرارة الغرفة حتى 90°م	800	رقمية

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة • ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين • عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان