

كابينه لامينار متنقلة



محطة عمل متنقلة على عجلات بفلتر HEPA تنتقل بين أقسام العمل دون التأثير على التعقيم.

المميزات الرئيسية

- تصنيع كامل من الاستانلس ستيل AISI 304
- تصميم متنقل بعجلات قوية قابلة للتثبيت
- نظام تدفق هواء رأسي يوفر ظروف عمل نظيفة مطابقة لفئات ISO
- فلتر HEPA من الفئة H14 بكفاءة 99.995% عند 0.3 ميكرومتر
- فلتر أولي قابل للغسيل لإطالة عمر فلتر HEPA
- سرعة هواء منتظمة من 0.3 إلى 0.6 متر/ثانية
- سطح عمل أملس من الاستانلس ستيل لسهولة التنظيف والتعقيم
- إضاءة LED موفرة للطاقة
- لمبة تعقيم مدمجة بالأشعة فوق البنفسجية
- لوحة تحكم رقمية بمؤقت للشفط والإضاءة ولمبة الأشعة فوق البنفسجية
- مستوى ضوضاء منخفض (60 ديسيبل أو أقل)
- سهولة تغيير الفلاتر والصيانة
- متاحة بمقاسات حسب الطلب وفقًا لمتطلبات العميل

التطبيقات

- التصنيع الدوائي
- صناعة الأغذية والمشروبات
- مصانع منتجات الألبان
- تصنيع مستحضرات التجميل
- إنتاج الأجهزة الطبية

- معامل التكنولوجيا الحيوية
- معامل مراقبة الجودة (QC)
- معامل تأكيد الجودة (QA)
- مراكز البحث والتطوير (R&D)
- الجامعات والمستشفيات والمعاهد البحثية

الموديلات والمواصفات

الموديل: كابينة لامينار متنقلة

المواصفة	القيمة
نوع التدفق	تدفق هواء رأسي طبقي
خامة الكابينة	استانلس ستيل AISI 304 بالكامل
الفلتر الرئيسي	HEPA من الفئة H14
كفاءة الفلتر	99.995% عند 0.3 ميكرومتر
الفلتر الأولي	فلتر أولي صناعي قابل للغسيل
سرعة الهواء	0.3-0.6 متر/ثانية
سطح العمل	استانلس ستيل AISI 304
الإضاءة	لمبة LED
التعقيم	لمبة أشعة فوق بنفسجية
مستوى الضوضاء	60 ديسيبل أو أقل
مصدر الكهرباء	220 فولت تيار متردد، 50 هرتز
الحركة	عجلات قوية قابلة للتثبيت
المقاسات المتاحة	حسب الطلب

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان