

فرن معلمي



فرن تجفيف وتسخين حتى 300 درجة مئوية بتحكم رقمي في درجة الحرارة والوقت.

المميزات الرئيسية

- غرفة داخلية من الاستانلس ستيل للمتانة والنظافة وسهولة التنظيف
- هيكل خارجي من الصاج المجلفن اللطلي إلكتروستاتيكيًا لمقاومة التآكل
- شاشة رقمية للتحكم الدقيق في درجة الحرارة والمؤقت
- أقصى درجة حرارة تشغيل حتى 300°م
- مؤقت مدمج للتشغيل التلقائي
- توزيع منتظم للحرارة في كامل الغرفة
- سهولة التشغيل والصيانة والتنظيف
- تصميم صناعي مدمج ومتين للاستخدام العملي المستمر

التطبيقات

- تجفيف العينات الكيميائية والبيولوجية والطبية والصناعية
- تعقيم الأدوات العملية والأدوات الزجاجية
- اختبار المواد في درجات الحرارة المرتفعة
- تطبيقات المعامل الدوائية والغذائية والصناعية والبحثية

كلمة لابكس تك

في لابكس تك نطور حلول تسخين معملية متقدمة تجمع بين الدقة والاعتمادية والمتانة، ونقدم المعامل بأنظمة تحكم حراري عالية الكفاءة مصممة للتطبيقات العلمية الاحترافية.

الموديلات والمواصفات

الموديل	السعة (لتر)	المقاس الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	المقاس الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	عدد الأرفف	نطاق درجة الحرارة	القدرة (وات)	وحدة التحكم
OVN-20LX	20	30 × 25 × 27	46 × 42 × 53	1	من 5°م حتى 300°م	—	—
OVN-40LX	40	35 × 32 × 32	50 × 45 × 58	2	من 5°م حتى 300°م	—	—
OVN-60LX	60	37 × 37 × 45	54 × 60 × 100	2	من 5°م حتى 300°م	—	—
OVN-100LX	100	45 × 45 × 50	60 × 65 × 115	3	من 5°م حتى 300°م	—	—
OVN-250LX	250	55 × 55 × 83	70 × 70 × 130	3	من 5°م حتى 300°م	—	—
OVN-1000LX	1000	65 × 65 × 118	85 × 85 × 150	4	من 5°م حتى 300°م	—	—

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان