

جهاز تقطير مياه أحادي بخزان مدمج



جهاز تقطير أحادي المرحلة يجمع المياه المقطرة عالية النقاء مباشرة في خزان داخلي مدمج.

المميزات الرئيسية

نظام تقطير فعال

- عملية تقطير أحادية المرحلة
- ينتج مياهًا نقية خالية من الأملاح بجودة إنتاج ثابتة

خزان داخلي مدمج

- خزان مدمج لجمع المياه المقطرة مباشرة
- يغطي عن الأوعية الخارجية
- يرفع كفاءة سير العمل في العمل

نظام الأمان

- إيقاف تلقائي عند ارتفاع الحرارة
- حماية من انخفاض مستوى المياه
- تشغيل آمن ومستقر على المدى الطويل

تشغيل يدوي بسيط

- مفاتيح ميكانيكية متينة
- بدون أنظمة تحكم إلكترونية معقدة
- مناسب للبيئات الصناعية والعملية

سهولة الصيانة

- تصميم داخلي بسيط لسهولة التنظيف
- مكونات سهلة الوصول للصيانة والخدمة



المزايا الفنية

- عناصر تسخين عالية الكفاءة
- تصنيع متين يدوم طويلاً
- الخزان المدمج يحسّن سير العمل ويوفر المساحة
- سهولة التنظيف واحتياجات صيانة منخفضة
- نظام حماية كامل لمكونات التسخين

التطبيقات

- المعامل ومنشآت الأبحاث
- المستشفيات وأنظمة تغذية أجهزة التعقيم بالمياه
- الصناعات الدوائية والكيميائية
- أي تطبيق يتطلب مياهًا عالية النقاء وخالية من الأملاح

الموديلات والمواصفات

الموديل	معدل الإنتاج (لتر/ساعة)	الأبعاد (سم)	نظام التحكم	الخامة	القدرة (كيلووات)	عناصر التسخين	سعة الخزان الداخلي (لتر)	التوصيلية	نطاق الأس الهيدروجيني (pH)
LDX-4WT	4	55 × 40 × 60	مفاتيح ميكانيكية يدوية	إستانلس ستيل أو معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا	3.5	—	15	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-6WT	6	55 × 40 × 60	مفاتيح ميكانيكية يدوية	إستانلس ستيل أو معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا	5.25	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-8WT	8	57 × 45 × 60	مفاتيح ميكانيكية يدوية	إستانلس ستيل أو معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا	7.0	—	20	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-10WT	10	57 × 45 × 60	مفاتيح ميكانيكية يدوية	إستانلس ستيل أو معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا	8.75	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-20WT	20	60 × 50 × 60	مفاتيح ميكانيكية يدوية	إستانلس ستيل أو معدن مطلي إلكتروستاتيكيًا	17.5	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان