

جهاز تقطير مياه أحادي



جهاز تقطير مصنوع بالكامل من الاستانلس ستيل لإنتاج مياه نقية للمعامل والمنشآت الطبية والصناعية.

المميزات الرئيسية

تصنيع عالي الجودة

- مصنوع بالكامل من الاستانلس ستيل (100%)
- مقاومة عالية للتآكل والتأثيرات الكيميائية
- تصميم صحي مناسب للاستخدام العملي والطبي

نظام حماية متقدم

- إيقاف تلقائي لعنصر التسخين عند انخفاض مستوى المياه
- يحمي المكونات الداخلية ويضمن تشغيلاً آمناً

تحكم تلقائي في مستوى المياه

- يحافظ على تشغيل مستقر ومستمر
- يقلل التدخل اليدوي ويحسن الكفاءة

أداء موثوق

- عملية تقطير فعالة بجودة إنتاج ثابتة
- مصمم للتشغيل العملي والصناعي المستمر

جودة المياه الناتجة

التوصيلية:

نطاق الأس الهيدروجيني (pH):

المزايا الفنية

نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م
6.0 – 7.5 (مثالي للتطبيقات العملية والطبية)



- تقنية تقطير متقدمة لإنتاج مياه فائقة النقاء
- حماية كاملة مع نظام إيقاف تلقائي
- تصميم مدمج وعملي لسهولة التركيب والتشغيل
- مناسب للتطبيقات المستمرة والشاقة

التطبيقات

- المعامل العلمية (الأبحاث والتحليل)
- المستشفيات والعيادات الطبية (التعقيم والأدوات)
- العمليات الصناعية التي تتطلب مياهًا عالية النقاء

الموديلات والمواصفات

الموديل	معدل الإنتاج (لتر/ساعة)	الأبعاد (سم)	نظام التحكم	الخامة	القدرة (كيلووات)	عناصر التسخين	سعة الخزان الداخلي (لتر)	التوصيلية	نطاق الأس الهيدروجيني (pH)
LDX-4W	4	23 × 23 × 60	تحكم يدوي + حماية من انخفاض مستوى المياه	استانلس ستيل 100%	3.5	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-6W	6	24 × 24 × 60	تحكم يدوي + حماية من انخفاض مستوى المياه	استانلس ستيل 100%	5.25	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-8W	8	26 × 26 × 60	تحكم يدوي + حماية من انخفاض مستوى المياه	استانلس ستيل 100%	7.0	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-10W	10	30 × 30 × 60	تحكم يدوي + حماية من انخفاض مستوى المياه	استانلس ستيل 100%	8.75	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0
LDX-20W	20	30 × 30 × 60	تحكم يدوي + حماية من انخفاض مستوى المياه	استانلس ستيل 100%	17.5	—	—	نحو 2.2 ميكروسيمنز/سم عند 25°م	7.5–6.0

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان