

صندوق نقل ثابت (Pass Box)



وحدة نقل للغرف النظيفة تنقل المواد بأمان بين المناطق التحكم فيها عبر غرفة محكمة الغلق بنظام تعشيق ميكانيكي.

المميزات الرئيسية

تصنيع صناعي متين

- غرفة داخلية من الاستانلس ستيل عالي الجودة
- هيكل خارجي مطلي بدهان بودرة إلكتروستاتيك
- مقاوم للتآكل والكيماويات والاستخدام المستمر

نظام تعشيق ميكانيكي

- يمنع فتح الباب في الوقت نفسه
- يقلل مخاطر التلوث بين المناطق النظيفة
- تشغيل يدوي بسيط وعالي الاعتمادية

سطح داخلي أملس وصحي

- أسطح داخلية بدون فواصل لسهولة التنظيف والتعقيم
- مصمم لتقليل تراكم الجسيمات والتلوث

تصميم مدمج وعملي

- تصميم موفر للمساحة يناسب تخطيطات الغرف النظيفة المختلفة
- متاح بعدة مقاسات لتناسب التطبيقات المختلفة

تشغيل يدوي

- بدون أنظمة تدفق هواء نشطة أو أنظمة تحكم كهربائية
- احتياجات صيانة منخفضة
- تشغيل موثوق على المدى الطويل بتصميم ميكانيكي بسيط

التطبيقات

- الغرف النظيفة منخفضة مخاطر التلوث
- مناطق الإنتاج الدوائي
- تصنيع الأجهزة الطبية
- المعامل البحثية والتحليلية
- البيئات الصناعية المتحكم فيها

كلمة لابكس تك

في لابكس تك نقدّم أنظمة نقل موثوقة للغرف النظيفة، مصممة لتجمع بين سهولة التشغيل والمتانة والتحكم في التلوث، بما يدعم النقل الآمن للمواد داخل البيئات النظيفة في المعامل والمنشآت الصناعية.

الموديلات والمواصفات

الموديل	المقاس الداخلي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	المقاس الخارجي (العرض × العمق × الارتفاع) (سم)	نوع الفلتر	نظام تدفق الهواء	نظام الأبواب	مصدر الكهرباء
SPB-60	60 × 60 × 60	70 × 70 × 70	—	—	تعشيق يدوي	220 فولت، 50/60 هرتز
SPB-90	90 × 60 × 60	100 × 70 × 70	—	—	تعشيق يدوي	220 فولت، 50/60 هرتز
SPB-120	120 × 60 × 60	130 × 70 × 70	—	—	تعشيق يدوي	220 فولت، 50/60 هرتز

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان