

حمام مائي (Water Bath)



حمام مائي يتحكم رقمي يحافظ على العينات عند درجة حرارة ثابتة، مع مؤقت وأنظمة حماية.

المميزات الرئيسية

- وحدة تحكم في درجة الحرارة بنظام PID ومعالج دقيق لضبط دقيق
- شاشة رقمية مدمجة مع خاصية معايرة درجة الحرارة
- توزيع منتظم ومستقر للحرارة في كامل الحمام
- مؤقت مدمج مع إيقاف تلقائي
- حساس عوامة لمراقبة مستوى المياه والحماية
- غرفة داخلية من الاستانلس ستيل للمتانة والنظافة
- هيكل مطلي بدهان بودرة إلكتروستاتيك لمقاومة التآكل
- حماية من ارتفاع درجة الحرارة مع نظام ضبط تلقائي
- تصميم خاص لمنع تسرب البخار
- تصنيع مدمج بمعايير صناعية
- سهل التنظيف والتشغيل والصيانة
- عمر تشغيل طويل مع أداء مستقر

التطبيقات

- تجهيز العينات الكيميائية والتفاعلات
- الدراسات البيولوجية والميكروبيولوجية
- الاختبارات الدوائية ودراسات الثبات
- المعامل الأكاديمية والبحثية
- تطبيقات التسخين العملية العامة

كلمة لباكس تك

في لابكس تك نطوّر حلول تسخين معملية متقدمة تجمع بين الدقة والاعتمادية والمتانة، وندعم العامل بأنظمة تحكم حراري عالية الكفاءة مصممة للتطبيقات العلمية الاحترافية.

الموديلات والمواصفات

الموديل	السعة (لتر)	نطاق درجة الحرارة	الدقة والثبات	الأبعاد الداخلية (مم)	الأبعاد الخارجية (مم)	الحلقات المتداخلة	القدرة (وات)
WB-4 LX	4	من درجة حرارة الغرفة م [°] 5+ حتى م [°] 100	±1.0°م	150 × 150 × 150	200 × 185 × 260	فتحة واحدة	400
WB-7 LX	7	من درجة حرارة الغرفة م [°] 5+ حتى م [°] 100	±1.0°م	300 × 150 × 150	330 × 180 × 260	فتحتان	1000
WB-11 LX	11	من درجة حرارة الغرفة م [°] 5+ حتى م [°] 100	±1.0°م	300 × 250 × 150	360 × 300 × 280	4 فتحات	1500
WB-22 LX	22	من درجة حرارة الغرفة م [°] 5+ حتى م [°] 100	±1.0°م	500 × 300 × 150	560 × 360 × 280	6 فتحات	2500

الضمان

ضمان شامل لمدة عام على جميع الأجهزة · ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عامين · عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان